

BIFLEX

Bandes élastiques bi-sens à allongement long
Élastiques en longueur/extensibles en largeur

INDICATIONS :


- Alternative aux bas de compression (15-36 mmHg) dans le traitement des varices
- Œdème chronique
- Œdème post-traumatique
- Alternative aux bas de compression en suite de sclérothérapie ou de chirurgie des varices
- Alternative aux bas de compression dans le traitement des troubles trophiques (dermatites/lipodermatosclérose)
- Ulcère veineux de jambe (bandage multi-type, bandage élastique pour les patients à mobilité réduite)
- Traitement symptomatique de la thrombose veineuse aiguë profonde ou superficielle
- Alternative aux bas de compression / anti-thrombose
- Prévention du syndrome post-thrombotique : alternative aux bas de compression pour les patients à risque
- Traitement du lymphœdème

Deux types de bandes :

BIFLEX 16



BIFLEX 17



Étalonnées :

- Reproductibilité de la pose
- Différentes possibilités de recouvrement pour réaliser les différentes forces de compression.

BIEN CHOISIR SA BANDE BIFLEX


TAILLE DE BANDE RECOMMANDÉE

	Circonférence en cm	Si force souhaitée = 2 (46 à 100 cN/cm) Recouvrement carré complet	Si force souhaitée = 3 (>101 cN/cm) Recouvrement moitié du carré
Cheville cB	< 26	8 cm x 1,5 m	-
	> ou égal 26	10 cm x 1,5 m	8 cm x 3 m
Mollet cC	< 39	8 cm x 3 m ou 10 cm x 3 m	8 cm x 4 m ou 10 cm x 3,5 m
	> ou égal 39	8 cm x 4 m ou 10 cm x 3,5 m	8 cm x 5 m ou 10 cm x 4 m
Haut de la cuisse cG	< 62	8 cm x 5 m ou 10 cm x 5 m	8 cm x 5 m + 8 cm x 4 m ou 10 cm x 5 m + 10 cm x 3 m
	> ou égal 62	8 cm x 5 m + 8 cm x 3 m ou 10 cm x 3,5 m + 10 cm x 3 m	10 cm x 5 m ou 10 cm x 4 m




LA POSE BIFLEX EN DEUX ÉTAPES SIMPLES

1 - ÉTIREMENT




2 - RECOUVREMENT

BIFLEX 16+




RECOUVREMENT MOITIÉ DU CARRÉ

BIFLEX 16+



RECOUVREMENT CARRÉ COMPLET

BIFLEX 17+



RECOUVREMENT MOITIÉ DU CARRÉ

BIFLEX 16



BIFLEX 16 + ÉTALONNÉE



BIFLEX 16 + PRATIC AVEC ÉTRIER



BIFLEX LL 16 +



BIFLEX 17



BIFLEX 17 + ÉTALONNÉE




BIFLEX 17 + PRATIC AVEC ÉTRIER



BIFLEX LL 17 +



Bande élastique de compression avec étalonnage





BIFLEX+ ÉTALONNÉE

Bande élastique à allongement long avec indicateur de pose (étalonnage)

Bande élastique tous sens.
Indicateur de pose (étalonnage de la tension de la bande).

INDICATIONS :

- Alternative aux bas de compression (15-36 mmHg) dans le traitement des varices
- Œdème chronique
- Œdème post-traumatique
- Alternative aux bas de compression en suite de sclérothérapie ou de chirurgie des varices
- Alternative aux bas de compression dans le traitement des troubles trophiques (dermatites/lipodermatosclérose)
- Ulcère veineux de jambe (bandage multi-type, bandage élastique pour les patients à mobilité réduite)
- Traitement symptomatique de la thrombose veineuse aiguë profonde ou superficielle
- Alternative aux bas de compression/anti-thrombose
- Prévention du syndrome post-thrombotique : alternative aux bas de compression pour les patients à risque
- Traitement du lymphœdème

Produits	Couleur	Largeur	Longueur	Codes	Rembt L.P.P.R	
BIFLEX 16+ 	Beige	8 cm	3 m	3111790234012	12,90 € TTC	
			3,5 m	3111790234029	15,05 € TTC	
			4 m	3111790234036	17,20 € TTC	
			5 m	3111790234043	21,50 € TTC	
			3 m	3111790234067	16,20 € TTC	
			3,5 m	3111790234074	18,90 € TTC	
BIFLEX 17+ 	Beige	10 cm	4 m	3111790234081	21,60 € TTC	
			5 m	3111790234098	27,00 € TTC	
			8 cm	4 m	3111790234296	18,04 € TTC
			3 m	3111790234302	16,95 € TTC	
			3,5 m	3111790234319	19,78 € TTC	
			4 m	3111790234326	22,60 € TTC	
			5 m	3111790234333	28,25 € TTC	





BIFLEX LL

Bande élastique à allongement long

Bande élastique tous sens.
Indicateur de pose (étalonnage pour contrôler la tension de la bande).

INDICATION :

- Lymphœdème du membre supérieur de stade I ou II selon l'International Society of Lymphology, à la suite d'un traitement chirurgical du cancer du sein, dans le cadre de la réalisation d'un bandage multi-type élastico-rigide en phase intensive de traitement par physiothérapie décongestive.

Produits	Couleur	Largeur	Longueur	Codes	Rembt L.P.P.R	
BIFLEX LL 16+ 	Beige	8 cm	3 m	3111790068938	12,90 € TTC	
			3,5 m	3111790068945	15,05 € TTC	
			4 m	3111790068952	17,20 € TTC	
			5 m	3111790068969	21,50 € TTC	
			3 m	3111790068976	16,20 € TTC	
			3,5 m	3111790068983	18,90 € TTC	
BIFLEX LL 17+ 	Beige	10 cm	4 m	3111790068990	21,60 € TTC	
			5 m	3111790069003	27,00 € TTC	
			8 cm	4 m	3111790069058	18,04 € TTC
			3 m	3111790069065	16,95 € TTC	
			3,5 m	3111790069072	19,78 € TTC	
			4 m	3111790069089	22,60 € TTC	
			5 m	3111790069096	28,25 € TTC	

Bandes élastiques de compression avec étalonnage & étrier de mise en place



BIFLEX+ PRATIC

Bande élastique étalonnée à allongement long avec étrier

Facile à poser (étrier de mise en place)

INDICATIONS :

- Alternative aux bas de compression (15-36 mmHg) dans le traitement des varices
- Œdème chronique
- Œdème post-traumatique
- Alternative aux bas de compression en suite de sclérothérapie ou de chirurgie des varices
- Alternative aux bas de compression dans le traitement des troubles trophiques (dermatites/lipodermatosclérose)
- Ulcère veineux de jambe (bandage multi-type, bandage élastique pour les patients à mobilité réduite)
- Traitement symptomatique de la thrombose veineuse aiguë profonde ou superficielle
- Alternative aux bas de compression/anti-thrombose
- Prévention du syndrome post-thrombotique : alternative aux bas de compression pour les patients à risque
- Traitement du lymphœdème

Produits	Couleur	Largeur	Longueur	Codes	Rembt L.P.P.R
BIFLEX 16+ PRATIC	Beige	8 cm	3 m	3111790234104	12,90 € TTC
			4 m	3111790234128	17,20 € TTC
			3 m	3111790234142	16,20 € TTC
			4 m	3111790234166	21,60 € TTC
BIFLEX 17+ PRATIC	Beige	10 cm	3 m	3111790234340	16,95 € TTC
			4 m	3111790234357	22,60 € TTC

Zoom sur l'étrier PRATIC

- Utilisation facilitée*
- Possibilité de pose par la famille
- Gain de temps*

